

A 815

Boquilla

para la preparación óptima de instrumental de transmisión con espray externo.



- Para su uso con A 812, A 813 o en el cesto superior A 105/1
- Compuesto por 4 boq. con mangueras de silicona, L aprox. 114 mm

Código EAN: 4002515830413 / Número de material: 10619690 /
Número de material antiguo: 68681500D

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Categoría de producto | |
| Tobera iny. | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Transparente |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. dental | • |
| Capacidad | |
| inst. de transferencia [cantidad] | 4 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 10 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 10 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 114 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 80 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 95 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 110 |
| Diámetro en mm | 10 |
| Peso neto en kg | 0,05 |
| Peso bruto en kg | 0,12 |