

A 815

Boquilla

para la preparación óptima de instrumental de transmisión con espray externo.



- Para su uso con A 812, A 813 o en el cesto superior A 105/1
- Compuesto por 4 boq. con mangueras de silicona, L aprox. 114 mm

Código EAN: 4002515830413 / Número de material: 10619690 /
Número de material antiguo: 68681500D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Transparente
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
inst. de transferencia [cantidad]	4
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	10
Medidas ext., ancho neto en mm	10
Medidas ext., fondo neto en mm	114
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Diámetro en mm	10
Peso neto en kg	0,05
Peso bruto en kg	0,12