

E 473/2

Filtro

con tapa, apropiado para diversas piezas pequeñas.



- Para colgar
- Con cierre de tapa suave

Código EAN: 4002515811962 / Número de material: 10623720 /  
Número de material antiguo: 69547303D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	88
Medidas ext., ancho neto en mm	66
Medidas ext., fondo neto en mm	66
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Peso neto en kg	0,10
Peso bruto en kg	0,14