

A 207

Carro

para el alojamiento óptimo de microinstrumental.



- procesamiento eficiente: carga rápida y de alto rendimiento
- Nivel sup.: hasta 8 bandejas para alojar instr. de cuerpo hueco
- Niveles inferiores: 8 bandejas tumbadas para más instr. oftalm.

Código EAN: 4002515815601 / Número de material: 10632400 /  
Número de material antiguo: 69620700D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para inst. oftalmológico	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Opción para usar un filtro central	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de oftalmología	•
<b>Capacidad</b>	
Trays/band.s [número]	16
Sets quirúrgicos para microinst. [número]	8
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	438
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	542
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,40
Peso bruto en kg	6,40
<b>Suministro del aparato</b>	
A 311 soporte para band.s [número]	2
A 800, tubo filtrador [número]	1
Cepillo de limpieza, A 804 [número]	1