

A 310

Complemento

para el alojamiento óptimo de 8 unidades de calzado para quirófano.



- Para uso en los cestos superiores
- Para el alojamiento óptimo de 8 zapatos de quirófano de talla 41
- Apto para el uso en los cestos superiores A 101 y A 102

Código EAN: 4002515816349 / Número de material: 10632610 /  
Número de material antiguo: 69631000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para calzado para quirófano	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. calzado para quirófano	•
<b>Capacidad</b>	
Calzado para quirófano [número]	8
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	75
Medidas ext., ancho neto en mm	405
Medidas ext., fondo neto en mm	435
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	425
Medidas ext., fondo bruto en mm	450
Peso neto en kg	0,50
Peso bruto en kg	0,83