

Código EAN: 4002515940709 / Número de material: 10635650 /

A 834 Tobera inyectora para la limpieza óptima de diversos objetos, sobre todo de rectoscopios.



- Apto para rectoscopio, vaina del trocar y otros utensilios
- Equipado con un muelle para el ajuste de altura
- Resultados de limpieza óptimos mediante perforaciones laterales

Número de material antiguo: 69745403D	
Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	8
Medidas ext., fondo neto en mm	152
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,03