

A 816

Tobera inyectora

para la limpieza óptima de diversos objetos.



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Resultados de limpieza óptimos mediante perforaciones laterales

Código EAN: 4002515978849 / Número de material: 10635660 /  
Número de material antiguo: 69681600D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., ancho neto en mm	3
Medidas ext., fondo neto en mm	90
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,01
Peso bruto en kg	0,01