

A 816

Tobera inyectora

para la limpieza óptima de diversos objetos.



- Apto para carros y cestos inyectoros, atornillable
- Resultados de limpieza óptimos mediante perforaciones laterales

Código EAN: 4002515978849 / Número de material: 10635660 /

Número de material antiguo: 69681600D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Máquina de limpieza, pequeña, dental	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., ancho neto en mm	3
Medidas ext., fondo neto en mm	90
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,01
Peso bruto en kg	0,01