

DTD 2

Bandeja colectora

para la colocación segura de las garrafas de ProCare.

Código EAN: 4002515933695 / Número de material: 10695460 /
Número de material antiguo: 61910001D

Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	62
Medidas ext., ancho neto en mm	262
Medidas ext., fondo neto en mm	420
Medidas ext., alto bruto en mm	74
Medidas ext., ancho bruto en mm	327
Medidas ext., fondo bruto en mm	463
Peso bruto en kg	1



- Ofrece espacio para 2 garrafas ProCare
- Colocación segura de garrafas de 5 o 10 l de las series ProCare
- Vaciado óptimo de los restos del bidón gracias a su inclinación
- apto para uso en armario adyacente