

A 818

Tapa de vaina de lavado
para la fijación óptima del instrumental al usar vainas de lavado.



- Unidad de empaquetado con 12 tapas
- Apertura adaptable en caso de intervención

Código EAN: 4002516100119 / Número de material: 10706620 /
Número de material antiguo: 69681800D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	20
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Diámetro en mm	20
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,03