

E 499-5pc

Dispositivo de lavado

para el alojamiento de cánulas de succión e irrigación de Verres. PU: 5 uds.



Código EAN: 4002515941317 / Número de material: 10707520 /  
Número de material antiguo: 69549905D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Vainas de lavado	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	100
Medidas ext., alto bruto en mm	230
Medidas ext., ancho bruto en mm	70
Medidas ext., fondo bruto en mm	155
Diámetro en mm	23
Peso neto en kg	3,00
Peso bruto en kg	3,50