


A 105/1

Cesto superior

altura ajustable, sin toberas inyectoras, para alojar instrumental diverso.



- Lado derecho: 22 ranuras de inyección
- Lateral izquierdo para alojar complementos
- Secado interior activo de instrumental de cuerpo hueco
- Secado interior activo de piezas manuales y dentales
- Tubo del filtro A 800 utilizable en ambos listones inyectoras

Código EAN: 4002515941157 / Número de material: 10777260 /
Número de material antiguo: 69610501D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectoras	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Opción para usar un filtro central	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
inst. de transferencia [cantidad]	22
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	22
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	202
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	528
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,86
Peso bruto en kg	5,56
Suministro del aparato	
Juego de llaves A 838 [número]	1