


DKF 11-R  
Filtro de olores regenerable AirClean LongLife  
para campana extractora Miele DA 7198 W.

Código EAN: 4002515944400 / Número de material: 10787630 /  
Número de material antiguo: 28996385EU1



- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Se regenera fácilmente en el horno una vez cada seis meses
- Puede ser más económico que los filtros de un solo uso
- 3 años de vida útil
- Contenido: 1 filtro, medidas: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm