

APFD 401  
Complemento  
para el alojamiento óptimo de botes de medicamentos.



- Apto para el alojamiento de 60 botes de medicamentos
- Apto para el alojamiento de 10 APFD 402
- Equipado con diez filas con una distancia de 36 mm
- Altura máx. del utensilio 42 mm

Código EAN: 4002516152163 / Número de material: 10869810 /  
Número de material antiguo: 67540101D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertinencia de aparatos	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
Accesorio para botes de medicamentos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Capacidad	
Botes de medicamentos [número]	60
Accesorio APFD 402 [número]	10

APFD 401  
Complemento  
para el alojamiento óptimo de botes de medicamentos.



Código EAN: 4002516152163 / Número de material: 10869810 /  
Número de material antiguo: 67540101D

<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	58
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	414
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	235
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	1,22
Peso bruto en kg	1,41