


APFD 402

Complemento

para el alojamiento óptimo de tapas para botes de medicamentos.



- Apto para el alojamiento de 8 tapas para botes de medicamentos
- Para su uso en el cesto APFD 401
- Apto para tapas con un diámetro de 28 a 35 mm

Código EAN: 4002516152170 / Número de material: 10869850 /
Número de material antiguo: 67540201D


Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
Accesorio para tapa de botes de medicamentos	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Capacidad	
Tapa para botes de medicamentos [número]	8

APFD 402

Complemento

para el alojamiento óptimo de tapas para botes de medicamentos.

Código EAN: 4002516152170 / Número de material: 10869850 /
Número de material antiguo: 67540201D



Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,01
Peso bruto en kg	0,02