

TC 1150

Revestimiento superpuesto

para aparatos de 1.150 mm de ancho sin condensador de vapor o unidad de secado.



- incluye puerta de servicio bloqueable
- El recubrimiento hasta el techo debe construirse in situ

Código EAN: 4002515992128 / Número de material: 10880750 /  
Número de material antiguo: 69252004D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8617	•
<b>Categoría de producto</b>	
Malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	1002
Medidas ext., ancho neto en mm	835
Medidas ext., fondo neto en mm	1200
Medidas ext., alto bruto en mm	1002
Medidas ext., ancho bruto en mm	835
Medidas ext., fondo bruto en mm	1200
Peso neto en kg	60,13
Peso bruto en kg	75,13