

DS 10

Bomba dosificadora de membrana para depósito de 10 litros, para la dosificación de productos líquidos.



- para el equipamiento posterior de más bombas de dosificación
- para dosificar detergente, abrillantador y neutralizante
- incl. lanza de aspiración para garrafa de 10 l
- Suministro: Bomba y lanza dosif., control del volumen y mangueras

Código EAN: 4002515992241 / Número de material: 10880870 /
Número de material antiguo: 69249101D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
CA/CC	DC
Tensión en V	24
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	480
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	1,05
Peso bruto en kg	1,25