

PR

Impresora de protocolos integrada  
para la impresión de los protocolos de procesos.



Código EAN: 4002516024040 / Número de material: 10931290 /  
Número de material antiguo: 69247003D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8617	•
<b>Características del producto</b>	
Color	Negro
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	95
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	291
Peso neto en kg	0,92
Peso bruto en kg	2,50