

FP 900

Zócalo

incl. bandeja de suelo y orificios para instalaciones de desagüe.



- Apto para aparatos de dos puertas con un ancho de 900 mm
- Bastidor con bandeja colectora de acero inoxidable integrada
- apto para aparatos con válvula de desagüe o bomba de desagüe

Código EAN: 4002516031925 / Número de material: 10941870 /  
Número de material antiguo: 69253005D

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Familia de productos</b>                      |                  |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | •                |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                   |                  |
| PLW 8616   | •                |
| <b>Categoría de producto</b>                     |                  |
| Base/zócalo                                      | •                |
| <b>Características del producto</b>              |                  |
| Material   | Acero inoxidable |
| Color  | Acero inoxidable |
| <b>Medidas y peso</b>                            |                  |
| Medidas ext., alto neto en mm                    | 100              |
| Medidas ext., ancho neto en mm                   | 900              |
| Medidas ext., fondo neto en mm                   | 990              |
| Medidas ext., alto bruto en mm                   | 161              |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                  | 935              |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                  | 1200             |
| Peso neto en kg                                  | 25,20            |
| Peso bruto en kg                                 | 36,30            |