

A 606
Módulo
para complementos de vidrio de laboratorio en el nivel superior del carro A 503



- Con brazo aspersor

Código EAN: 4002516050537 / Número de material: 10973990 /
Número de material antiguo: 69660601D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	97
Medidas ext., ancho neto en mm	505
Medidas ext., fondo neto en mm	606
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,00