

A 314

Bandeja de malla

para la preparación óptima de instrumental hueco de oftalmología.



- Incl. 1 regleta de lavado para instrumental de oftalmología
- Bandeja de malla con tapa extraíble
- Especialmente recomendado para el carro A 207

Código EAN: 4002516321262 / Número de material: 10979670 /
Número de material antiguo: 69631400D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	38
Medidas ext., ancho neto en mm	223
Medidas ext., fondo neto en mm	151
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	245
Peso neto en kg	0,72
Peso bruto en kg	0,85