


A 605

Módulo

para la preparación óptima de tubos, viales, tubos de ensayo, etc.



- Equipado con 98 toberas inyectoras
- Máx. Al 160 mm, máx. Ø 20 mm
- Apto para carro A 503

Código EAN: 4002516063339 / Número de material: 10999010 /
Número de material antiguo: 69660500D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Probetas [número]	98
Viales [número]	98
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	158
Medidas ext., ancho neto en mm	254
Medidas ext., fondo neto en mm	604
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,40
Peso bruto en kg	6,40