

A 612

Módulo

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Se puede equipar individualmente con toberas inyectoras
- Apto para frascos de lab. de 2-10 l, matraces esféricos de 2-6 l
- Apto para matraces Erlenmeyer de 2-5 l, matraces aforados 2-5 l
- Apto para carro A 503

Código EAN: 4002516063353 / Número de material: 10999050 /
Número de material antiguo: 69661200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vidrio de laboratorio de gran volumen [cantidad]	4
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	221
Medidas ext., ancho neto en mm	253
Medidas ext., fondo neto en mm	608
Medidas ext., alto bruto en mm	245
Medidas ext., ancho bruto en mm	270
Medidas ext., fondo bruto en mm	635
Peso neto en kg	3,60
Peso bruto en kg	4,40