

A 620  
Módulo  
para la preparación óptima de vidrio de laboratorio, con 10 puntos de inyección.



- Se puede equipar individualmente con máx. 10 toberas
- Apto para carro A 503
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516063391 / Número de material: 10999100 /  
Número de material antiguo: 69662000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Componente del sistema EasyLoad	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	113
Medidas ext., ancho neto en mm	133
Medidas ext., fondo neto en mm	608
Medidas ext., alto bruto en mm	145
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	0,77
Peso bruto en kg	1,82