

A 622

Módulo

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio, con 36 puntos de inyección.



- Se puede equipar individualmente con máx. 36 toberas
- Apto para carro A 503
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516063414 / Número de material: 10999120 /
Número de material antiguo: 69662200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	36
Frascos [número]	36
Matraces esféricos [número]	36
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	113
Medidas ext., ancho neto en mm	204
Medidas ext., fondo neto en mm	608
Medidas ext., alto bruto en mm	145
Medidas ext., ancho bruto en mm	220
Medidas ext., fondo bruto en mm	625
Peso neto en kg	1,42
Peso bruto en kg	2,53