


APWD 080

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516065913 / Número de material: 11013490 /
Número de material antiguo: 68508000D

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadora desinfectadora de cuñas | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PWD 8545 | • |
| Categoría de producto | |
| comp. cuñas y orinales | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. de cuñas y orinales | • |
| Capacidad | |
| Orinales [número] | 3 |
| Cuñas [número] | 1 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 340 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 287 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 367 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 350 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 430 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 512 |
| Peso neto en kg | 1,47 |
| Peso bruto en kg | 2,97 |