


APWD 084

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuchos.



Código EAN: 4002516065944 / Número de material: 11013530 /
Número de material antiguo: 68508400D

Familia de productos	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
Pertenencia de aparatos	
PWD 8545	•
Categoría de producto	
comp. cuñas y orinales	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. de cuñas y orinales	•
Capacidad	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	200
Medidas ext., ancho neto en mm	385
Medidas ext., fondo neto en mm	295
Medidas ext., alto bruto en mm	345
Medidas ext., ancho bruto en mm	435
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	1,03
Peso bruto en kg	2,61