


APWD 085

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516065951 / Número de material: 11013540 /  
Número de material antiguo: 68508500D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoría de producto</b>	
comp. cuñas y orinales	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. de cuñas y orinales	•
<b>Capacidad</b>	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	297
Medidas ext., ancho neto en mm	399
Medidas ext., fondo neto en mm	284
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	435
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	1,92
Peso bruto en kg	3,55