

APWD 087

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516065975 / Número de material: 11013560 /  
Número de material antiguo: 68508700D

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Familia de productos</b>         |                  |
| Lavadora desinfectadora de cuñas    | •                |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>      |                  |
| PWD 8545                            | •                |
| <b>Categoría de producto</b>        |                  |
| comp. cuñas y orinales              | •                |
| <b>Características del producto</b> |                  |
| Material                            | Acero inoxidable |
| Color                               | Acero inoxidable |
| <b>Ámbito de aplicación</b>         |                  |
| Prep. de cuñas y orinales           | •                |
| <b>Capacidad</b>                    |                  |
| Orinales [número]                   | 3                |
| Cuñas [número]                      | 1                |
| <b>Medidas y peso</b>               |                  |
| Medidas ext., alto neto en mm       | 297              |
| Medidas ext., ancho neto en mm      | 399              |
| Medidas ext., fondo neto en mm      | 284              |
| Medidas ext., alto bruto en mm      | 348              |
| Medidas ext., ancho bruto en mm     | 435              |
| Medidas ext., fondo bruto en mm     | 506              |
| Peso neto en kg                     | 1,85             |
| Peso bruto en kg                    | 3,41             |