


APWD 089

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516066002 / Número de material: 11013580 /  
Número de material antiguo: 68508900D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoría de producto</b>	
comp. cuñas y orinales	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. de cuñas y orinales	•
<b>Capacidad</b>	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	315
Medidas ext., ancho neto en mm	377
Medidas ext., fondo neto en mm	390
Medidas ext., alto bruto en mm	345
Medidas ext., ancho bruto en mm	425
Medidas ext., fondo bruto en mm	515
Peso neto en kg	1,70
Peso bruto en kg	3,39