


APWD 094
Complemento
preparación y desinfección de los utensilios en lavacuchas.



Código EAN: 4002516066040 / Número de material: 11013630 /
Número de material antiguo: 68509400D

Familia de productos	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
Pertenencia de aparatos	
PWD 8545	•
Categoría de producto	
comp. cuñas y orinales	•
Ámbito de aplicación	
Prep. de cuñas y orinales	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Capacidad	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	325
Medidas ext., ancho neto en mm	390
Medidas ext., fondo neto en mm	400
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	430
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	1,82
Peso bruto en kg	3,55