

APWD 097

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516066064 / Número de material: 11013650 /  
Número de material antiguo: 68509700D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoría de producto</b>	
comp. cuñas y orinales	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. de cuñas y orinales	•
<b>Capacidad</b>	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	210
Medidas ext., ancho neto en mm	375
Medidas ext., fondo neto en mm	360
Medidas ext., alto bruto en mm	335
Medidas ext., ancho bruto en mm	435
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	1,34
Peso bruto en kg	1,79