

APWD 098

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516066071 / Número de material: 11013660 /  
Número de material antiguo: 68509800D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoría de producto</b>	
comp. cuñas y orinales	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. de cuñas y orinales	•
<b>Capacidad</b>	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	325
Medidas ext., ancho neto en mm	390
Medidas ext., fondo neto en mm	400
Medidas ext., alto bruto en mm	365
Medidas ext., ancho bruto en mm	435
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	2,02
Peso bruto en kg	3,58