


APWD 099

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuchas.



Código EAN: 4002516066088 / Número de material: 11013670 /
Número de material antiguo: 68509900D

Familia de productos	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
Pertenencia de aparatos	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
Categoría de producto	
comp. cuñas y orinales	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. de baldes	•
Prep. de palanganas	•
Prep. de colectores	•
Capacidad	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	150
Medidas ext., ancho neto en mm	420
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	195
Medidas ext., ancho bruto en mm	285
Medidas ext., fondo bruto en mm	410
Peso neto en kg	0,70
Peso bruto en kg	1,56