


APWD 100

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuchas.



Código EAN: 4002516066095 / Número de material: 11013680 /
Número de material antiguo: 68510000D

Familia de productos	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
Pertenencia de aparatos	
PWD 8545	•
Categoría de producto	
comp. cuñas y orinales	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. de cuñas y orinales	•
Capacidad	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	350
Medidas ext., ancho neto en mm	282
Medidas ext., fondo neto en mm	368
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	430
Medidas ext., fondo bruto en mm	515
Peso neto en kg	1,29
Peso bruto en kg	2,92