

E 518

Manguera de silicona
para la conexión de utensilios, longitud 300 mm.



- Longitud 300 mm
- Unidad de empaquetado con 4 mangueras de silicona

Código EAN: 4002516087076 / Número de material: 11015260 /
Número de material antiguo: 69751800D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Silicona
Color	Acero inoxidable, Transparente
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Diámetro en mm	8
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,06