

E 518

Manguera de silicona  
para la conexión de utensilios, longitud 300 mm.



- Longitud 300 mm
- Unidad de empaquetado con 4 mangueras de silicona

Código EAN: 4002516087076 / Número de material: 11015260 /  
Número de material antiguo: 69751800D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Silicona
Color	Acero inoxidable, Transparente
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Diámetro en mm	8
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,06