

A 623

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de probetas graduadas.



- Equipado con 4 toberas
- Para probetas con 1–2 l de capacidad
- Bases giratorias para un manejo sencillo

Código EAN: 4002516071440 / Número de material: 11025560 /
Número de material antiguo: 69662300D

| | |
|--|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoría de producto | |
| Acc./mód.para probetas | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Negro |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. probetas graduadas | • |
| Capacidad | |
| Recipientes graduados [número] | 4 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 437 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 255 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 608 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 540 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 530 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 500 |
| Peso neto en kg | 6,30 |
| Peso bruto en kg | 7,80 |