

A 846

Tobera inyectora

con base, para la limpieza de frascos de laboratorio y matraces esféricos.



- Para frascos de laboratorio de hasta 10 l y matraces esféricos de hasta 6 l
- Longitud de tobera: 127 mm; longitud de tobera con soporte: 158 mm
- Ø tobera: 10 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516071464 / Número de material: 11025590 /
Número de material antiguo: 69684600D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Caucho, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro, Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	158
Medidas ext., ancho neto en mm	110
Medidas ext., fondo neto en mm	110
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	145
Medidas ext., fondo bruto en mm	265
Peso neto en kg	0,23
Peso bruto en kg	0,37