

A 847

Tobera inyectora  
con base, para la limpieza de matraces Erlenmeyer.



- Longitud de tobera: 127 mm
- Ø tobera: 10 mm  
Ø de la base: 142 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516071471 / Número de material: 11025600 /  
Número de material antiguo: 69684700D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	170
Medidas ext., ancho neto en mm	249
Medidas ext., fondo neto en mm	35
Medidas ext., alto bruto en mm	305
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	0,12
Peso bruto en kg	0,27