

A 847

Tobera inyectora
con base, para la limpieza de matraces Erlenmeyer.



- Para matraces Erlenmeyer de hasta 5 l
- Longitud de tobera: 127 mm
- Ø tobera: 10 mm, Ø del soporte: 142 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516071471 / Número de material: 11025600 /
Número de material antiguo: 69684700D

| Familia de productos | |
|--|--------------------------------------|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 7111 | • |
| Categoría de producto | |
| Tobera iny. | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Gris |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 170 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 249 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 35 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 305 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 300 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 200 |
| Peso neto en kg | 0,12 |
| Peso bruto en kg | 0,27 |