

A 848

Tobera inyectora
con base, para la limpieza de matraces aforados.



- Para matraces aforados de hasta 5 l
- Longitud de tobera: 350 mm
- Ø tobera: 10 mm, Ø del soporte: 142 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516071488 / Número de material: 11025610 /
Número de material antiguo: 69684800D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	350
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	20
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	50
Peso neto en kg	0,30
Peso bruto en kg	0,53