

Miele Black Edition ONE FOR ALL 4x250g

BIO Blend One for All

Perfecto para preparar Espresso, Café Crema y especialidades de café con leche.

Código EAN: 4002516099864 / Número de material: 11029990 /
Número de material antiguo: 29992641EU1



- 100 % Arábica – seleccionado a mano y tostado para Miele
- 4 x 250 g de granos de café enteros tostados en Alemania
- Sabor con cuerpo y un toque afrutado
- Adaptado específicamente a las máquinas de café Miele
- Comercio justo y certificación ecológica