

A 306/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Apto para 4 recipientes graduados de 1–2 litros, forma alta
- Apto para 2 recipientes grad. 1–2 l, forma baja +dos formas altas
- Superficies de apoyo con acabado en plástico
- Las probetas se pueden extraer en el módulo instalado en la máq.
- Máx. longitud del cilindro de medida: 500 mm
- Se pueden utilizar hasta 2 módulos en los cestos A 150 y APLW 106.r

Código EAN: 4002516076254 / Número de material: 11035210 /
Número de material antiguo: 69630601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para probetas	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Negro, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. probetas graduadas	•
Capacidad	
Recipientes graduados [número]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	235
Medidas ext., ancho neto en mm	418
Medidas ext., fondo neto en mm	471
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	2,10
Peso bruto en kg	3,10