


APFD 201
Complemento
para el alojamiento óptimo de mascarillas respiratorias.



- Apto para el alojamiento seguro de 6 mascarillas respiratorias
- Accesorios: 1 cesto de comp. pequeños con 6 compar. en color
- Con tapa separada para piezas especialmente sensibles (6 compartimentos)

Código EAN: 4002516080480 / Número de material: 11045760 /
Número de material antiguo: 67020101D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8063	•
Categoría de producto	
comp. máscaras respiratorias de protección	•
Ámbito de aplicación	
Prep. de máscaras resp.	•
Capacidad	
Mascarillas respiratorias [número]	6
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	219
Medidas ext., ancho neto en mm	470
Medidas ext., fondo neto en mm	480
Medidas ext., alto bruto en mm	255
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	570
Peso neto en kg	5,70
Peso bruto en kg	7,11