

A 312
Módulo
para la preparación de viscosímetros.



- Apto para hasta 8.0 viscosímetros
- Equipado con 8 toberas especiales A 867
- Distancia entre toberas 118 mm de ancho y 118 mm de profund.

Código EAN: 4002516087397 / Número de material: 11054470 /
Número de material antiguo: 69631200D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Módulo para viscosímetros	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético, Silicona
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Viscosímetros [cantidad]	8,0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	66
Medidas ext., ancho neto en mm	133
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	1,58
Peso bruto en kg	2,33