


A 836

Juego de toberas inyectoras

Para la preparación óptima de instrumental de cuerpo hueco en el ámbito dental.



- Para carga del cesto superior A 105/1
- Unidad de empaquetado con 22 toberas inyectoras dentales A 833

Código EAN: 4002516204091 / Número de material: 11054660 /
Número de material antiguo: 69783600D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,20
Peso bruto en kg	0,20