


A 837

Conjunto de manguitos de lavado

Especialmente para la preparación de instrumental de cuerpo hueco ORL.



- Para carga del cesto superior A 105/1
- Incl. tapa y abrazadera de fijación
- Unidad de empaquetado con 22 vainas de lavado A 817

Código EAN: 4002516204107 / Número de material: 11054690 /
Número de material antiguo: 69783700D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Vainas de lavado	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,53
Peso bruto en kg	0,53