

A 313
Módulo
para la preparación de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Frascos de laboratorio de hasta 10 l
- Matraces esféricos de hasta 6 l
- Matraces Erlenmeyer de hasta 5 l
- Matraces aforados de hasta 5 l
- Se puede equipar individualmente con toberas y soportes
- Equipado con 5 posiciones de inyectores para 2 o 3 utensilios

Código EAN: 4002516087854 / Número de material: 11055970 /
Número de material antiguo: 69631300D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	221
Medidas ext., ancho neto en mm	234
Medidas ext., fondo neto en mm	495
Medidas ext., alto bruto en mm	260
Medidas ext., ancho bruto en mm	270
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	2,82
Peso bruto en kg	3,29