

A 313  
Módulo  
para la preparación de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Frascos de laboratorio de hasta 10 l
- Matraces esféricos de hasta 6 l
- Matraces Erlenmeyer de hasta 5 l
- Matraces aforados de hasta 5 l
- Se puede equipar individualmente con toberas y soportes
- Equipado con 5 posiciones de inyectores para 2 o 3 utensilios

Código EAN: 4002516087854 / Número de material: 11055970 /  
Número de material antiguo: 69631300D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	221
Medidas ext., ancho neto en mm	234
Medidas ext., fondo neto en mm	495
Medidas ext., alto bruto en mm	260
Medidas ext., ancho bruto en mm	270
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	2,82
Peso bruto en kg	3,29